BODYGRAM[®] PLUS MODULO ANTROPOMETRICO

Modulo add-on per la analisi dei dati antropometrici



Rev. 2 06/2017



Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente bianca



SOMMARIO



INTRODUZIONE AL MODULO "ANTROPOMETRICO"

i

Il modulo antropometrico ha come obbiettivo primario la semplificazione della gestione delle varie analisi effettuate durante la visita, integrando gli indici antropometrici di maggior uso sotto un'unica piattaforma gestionale, in grado di gestire, stampare, memorizzare tutte le tipologie di analisi effettuate.

La valutazione antropometrica del soggetto è prassi in numerosi ambiti clinici: da antropometria, circonferenze e rapport tra distretti corporei si ricavano informazioni sulla propensione a malattie, cardio-metaboliche, indicazioni sulla propria conformazione corporea, sulla crescita e sulla "localizzazione" dei depositi adiposi.

Le circonferenze di vita e addome permettono di stimare la percentuale di grasso addominale.



Le funzionalità del modulo Antropometrico si trovano nella schermata ESAME del soggetto. L'esame antropometrico può essere generato sia mediante l'esecuzione di un Nuovo esame BIA , sia aggiunto in un secondo momento ad un esame già precedentemente registrato .

Per accedere al modulo Antropometrico:

- Selezionare il gruppo nel quale si trova il soggetto da esaminare; se necessario inserire un nuovo gruppo;
- Selezionare il paziente da esaminare se già presente in archivio oppure inserire un nuovo paziente;
- ✓ Inserire un nuovo esame BIA o selezionare un esame già esistente dall'elenco

INSERIRE UN ESAME ANTROPOMETRICO

Funzioni

THE

BIA COMPANY



Dall'elenco delle funzioni esame, premere con mouse sulla funzione *"aggiungi misura antropometriche"*



• Nuovo esame antropometrico

Circonferenza torace	90,q	Circonferenza braccio destro	0,0	
Circonferenza * addome	0,0	Circonferenza polso	0,0	
Circonferenza vita	0,0	Circonferenza radice gamba destra	0,0	
Circonferenza fianchi	0,0	Circonferenza polpaccio	0,0	
* (Valore necessario al calcolo	del grasso addominale)			\oslash
	Circonferen Far abdurre all'intersezio fianchi, cont	za torace le braccia all'utente e posizion ne con la radice dell'arto supe rollare nuovamente la posizior	are il metro alla base del cavo ascellare, rriore. Chiedere all'utente di rilassare le br ne del metro e procedere con la misurazio	accia lungo i bne.

- 1. Posizionarsi sul primo campo da compilare , denominato " Circonferenza torace"
- 2. Prendere la misura sul paziente attenendosi alle istruzioni e all'immagine sulla parte inferiore della schermata
- 3. Inserire la misura rilevata
- 4. Ripetere la stessa operazione per tutti gli altri campi



Per salvare i dati al termine dell'inserimento delle misure , clicca col mouse sul simbolo di "spunta"





Al termine dell'inserimento si apre la schermata *Riferimenti Antropometrici*, sulla quale sono riepilogati i dati inseriti e i relativi riferimenti.

Riferimenti Antropometrici

1				- · · · ·
Parametro	Valore	Riferimenti	Parametro	Valore
Indice di Massa Corporea (IMC)	23,4	Da 18 a 25	Grasso Addominale	1,5 % Peso 0,9
Massa Cellulare Corporea (BCM)	52,3%	Sopra 49	Biotipo costituzionale	Ginoide
Angolo di Fase (PhA)	5,7 °	Da 5,7 a 7,5	tipo morfologico	normolineo
Circonferenza torace	90,0 cm		Circonferenza addome *	80,0 cm
Circonferenza fianchi	90,0 cm	Da 88 a 112	Circonferenza braccio destro	30,0 cm
Rapporto Vita/Fianchi	0,67	Minore di 0,71	Circonferenza radice gamba destra	45,0 cm
Circonferenza vita *	60,0 cm	Minore di 80	Circonferenza polso	15,0 cm
Rapporto Vita/Altezza	0,38	Minore di 0.5	Circonferenza polpaccio	20,0 cm

1 4

SCHERMATA RIFERIMENTI ANTROPOMETRICI

La schermata "Riferimenti Antropometrici" contiene, oltre ad alcune informazioni, l'accesso alle funzioni e ai report dell'esame antropometrico e ne consente la modifica o l'eliminazione.



Clicca sulla icona soggetto per tornare alla schermata del paziente

Questa casella riepiloga tutti i dati essenziali dell'esame BIA

Nel glossario sono riportate le istruzioni per la misurazione delle circonferenze

Per visualizzare gli esami in colonne e ordinarli secondo criteri scelti dall'utente.



Consente di esportare gli esami in formato .CSV (comma separated value) compatibile con software Microsoft Excel oppure Open Office



Report Antropometrico



Questa funzione permette la visualizzazione in anteprima del rapporto dei risultati dell'esame antropometrico.

act Licer Female				
	Data:	15 (10 (2010)	PCM	746
Data di pascita:: 01/01/1997	Data. Paso -	60.0 kg	PA-	57
Pá · 78	Altarra :	160.0 cm	12	2.1
Valutazione antropometrica	, costituzione corpor	ea e rischio cardio-metabolio	0	
Le circonferenze corporee sono indi antropometriche possono essere im della distribuzione della massa grass principalmente la quantità di tessutt tipo di corporatura. Para babasare il tange fisiologici: la circonferenza vit Risultati	icatori delle dimensione tra: piegate per la valutazione i sa, come indicatori di cresci o adiposo sottocutaneo e vi rischio di incorrere in patol a, ad esempio, dovrebbe es	sversali di determinati segmenti corp del rischio metabolico e cardiovascol ta e del biotipo costituzionale. A live iscerale, mentre la circonferenza del logie cardiovascolari è buona norma ssere meno della metà della nostra a	torei. Da sole o in ass lare, come indicatori Ilo del tronco le circo polso viene utilizzata mantenere le propo Itezza.	iociazione, le misure dello stato nutrizionale, inferenze riflettono come indicatore del rzioni corporee entro
Parametro	valore	indicazione	riferimenti	
IMC:	23,4	Normopeso (Compreso 18-25)	Compreso 18-25	
Biotipo costituzionale :	Ginoide			
Circonferenza fianchi :	90,0cm		Compreso tra 88 -	112 cm
Circonferenza vita :	60,0 cm		Inferiore a 80 - combinato a BMI	
Rapporto Vita/Fianchi :	0,67		Inferiore a 0,71 per età tra 20-29	
Rapporto Vita/Altezza :	0,4		Minore di 0,5	
Circonferenza polpaccio :	20,0 cm			
Circonferenza torace :	90,0 cm			
Circonferenza braccio destro :	30,0 cm			
Circonferenza addome :	80,0 cm			
Circonferenza polso :	15,0 cm			
Circonferenza radice gamba destra :	: 45,0 cm			
	10,7	normolineo	brevilineo U < 9,6 D < 9,9 normolineo U 9,6 - 10,4 D 9,9 - 10,9	
tipo morfologico :				
tipo morfologico : (statura in cm/circ. polso cm)			normolineo U 9,6	- 10,4 D 9,9 - 10,9

Questa funzione permette la visualizzazione longitudinale dei, comparando le misure antropometriche in ogni distretto corporeo.







MODIFICARE L'ESAME ANTROPOMETRICO



Questa icona indica che è presente l'esame antropometrico.nell'elenco esami sulla schermata PAZIENTE

Per modificare l'esame antropometrico:

- Selezionare il gruppo nel quale si trova il paziente;
- Selezionare il paziente;
- Selezionare l'esame sul quale si vogliono effettuare le modifiche



Nelle Funzioni esame cliccare su Esame antropometrico per accedere alla schermata Riferimenti Antropometrici

Per modificare i dati inseriti

ELIMINARE L'ESAME ANTROPOMETRICO

Per eliminare l'esame antropometrico:

- Selezionare il gruppo nel quale si trova il paziente;
- Selezionare il paziente;
- Selezionare l'esame sul quale si vogliono effettuare le modifiche



Nelle Funzioni esame, cliccare su Esame antropometrico per accedere alla schermata Riferimenti Antropometrici

Per eliminare i dati inseriti



Tutti i diritti riservati AKERN SRL