BODYGRAM® PLUS MODULO INTERPRETIVE

Per una valutazione approfondita della condizione muscolare, nutrizionale ed idro-elettrolitica

















SOMMARIO

Accesso al modulo interpretive	4
unzioni interpretive del gruppo	4
unzioni interpretive esame	6
Hydragram tm e nutrigram tm	6
ndici nutrizionali	7
nterpretazione	8
Stampe interpretive	9
Report indici nutrizionali	9
Report hydragram e nutrigram	10

INTRODUZIONE AL MODULO "INTERPRETIVE"

I parametri contenuti nel modulo Interpretive offrono un importante ausilio nella definizione nutrizionale ed idro-elettrolitica del paziente in condizioni metaboliche instabili, quali infiammazione cronica, sarcopenia, modificazioni della qualità della composizione corporea senza apparente variazione di peso.

Il modulo contiene:

- i nuovi algoritmi Hydragram™ e Nutrigram™;
- gli indici FFMI e FMI per la diagnosi di malnutrizione secondo le Linee Guida Espen; l'Indice di Massa Muscolare (SMI) secondo Janssen per la diagnosi di sarcopenia secondo le Linee Guida EWGSOP;
- il Muscle Quality Index MQI che compara la forza muscolare misurata con dinamometria versus quantità di massa rilevata.
- La funzione di plottaggio di tutti i vettori di impedenza di un gruppo selezionato

Rev. 1 08/2017 Pag. **3** a **12**



ACCESSO AL MODULO INTERPRETIVE

Le funzioni del modulo Intepretive si trovano nella schermata GRUPPO e nella schermata ESAME.

Selezionare un gruppo per visualizzare le funzioni del modulo Interpretive.

Nella schermata GRUPPO le funzioni sono attive solo se nel gruppo è presente almeno un soggetto registrato con un esame.

Per accedere alle funzioni Interpretive nella schermata ESAME:

- ✓ Selezionare il gruppo nel quale si trova il soggetto da esaminare; se necessario inserire un nuovo gruppo
- ✓ Selezionare il soggetto da esaminare se già presente in archivio oppure inserire un nuovo soggetto
- ✓ Inserire un nuovo esame BIA o selezionare un esame già esistente dall'elenco


FUNZIONI DEL MODULO INTERPRETIVE





Questa funzione permette di plottare tutti gli esami di tutti i soggetti presenti all'interno di un gruppo nei nomogrammi.

La funzione è genere specifica.



Passando il mouse sopra ogni esame è possibile visualizzarne i dettagli. Gli esami basali sono contrassegnati con una stella.

Rev. 1 08/2017 Pag. **4** a **12**






È possibile applicare un filtro temporale agli esami visualizzati



Visualizza informazioni generali sulla lettura dei dati su Biavector.




Rev. 1 08/2017 Pag. **5** a **12**



FUNZIONI INTERPRETIVE ESAME



HYDRAGRAM ®



Esame Selezionato 27/05/2016 Idratazione: 72,6 % (TBW/FFM) Nutrizione: 1009,6 (mg 24h/htm) Esame Basale 06/12/2013 Idratazione: 71,2 % (TBW/FFM) Nutrizione: 994,2 (mg 24h/htm)






HYDRAGRAM™ e NUTRIGRAM™

Visualizza il posizionamento sulla scala di idratazione e nutrizione.

- Simbolo a rombo: esame selezionato
- Simbolo a stella: esame basale

NUTRIGRAM ®



Visualizza i dati di idratazione e nutrizione relativi all'esame selezionato e all'esame basale

Con questi comandi è possibile passare alla funzione BiaVector e BiaGram o alla funzione Stime (cfr. Manuale d'uso Bodygram Plus)

Rev. 1 08/2017 Pag. **6** a **12**



INDICI NUTRIZIONALI (FFMI, FMI)




Visualizza i valori degli indici di massa magra (FFMI)** e di massa grassa (FMI)** definiti come:

FFMI=
$$\frac{FFM (kg)}{altezza^2(m)}$$
 FMI= $\frac{FM (kg)}{altezza^2(m)}$

Le due stime sono posizionate all'interno delle curve percentili che si sviluppano da 18 a 98 anni secondo la pubblicazione: "FFMI, FMI - FAT-FREE MASS INDEX AND FAT MASS INDEX PERCENTILES IN CAUCASIANS AGED 18 – 98 Y.O. Inter. Journal of Obesity 2002 26, 953-960 Schutz et al." **

L'esame basale viene identificato con una icona a stella , gli altri esami registati sono rappresentati con un icona a punto .



• ** Nutrition. 2003 Jul-Aug;19(7-8):597-604.



Inserendo la forza ottenuta dal test "handgrip" in Kg è possibile calcolare la funzionalità della massa muscolare presente nel soggetto



Con questa funzione è possibile consultare il glossario e le definizioni.


Rev. 1 08/2017 Pag. **7** a **12**





INTERPRETAZIONE

Visualizza l'esame sul grafo BiaVector e fornisce una breve interpretazione del risultato.



Rev. 1 08/2017 Pag. **8** a **12**




STAMPE INTERPRETIVE



REPORT INDICI NUTRIZIONALI

Mostra i valori degli indici di nutrizione Per ogni parametro viene mostrato il valore stimato, la rappresentazione grafica del modello di riferimento.



Rev. 1 08/2017 Pag. **9** a **12**





REPORT HYDRAGRAM E NUTRIGRAM


Visualizza il posizionamento sulla scala di idratazione e nutrizione.


• Simbolo a rombo: esame selezionato

Simbolo a stella: esame basale



Report Hydragram Nutrigram






Idratazione: 73,2 % (TBW/FFM)

Data 10/05/2016 dell'esame :

L'idratazione in un numero: Hydragram®

Hydragram® rappresenta l'evoluzione applicativa dell'analisi vettoriale di bioimpedenza (BIVA) nella pratica clinica. Grazie ad una semplice rappresentazione grafica di immediata e facile lettura, costituita da un cursore su scala colorata di classificazione dello stato di idratazione, fornisce anche i reali valori di idratazione, ossia il contenuto percentuale di fluidi nella massa magra. Il risultato è indipendente dal peso del soggetto, dall'età e da modelli di composizione corporea. I valori espressi in percentuale consentono un immediato riconoscimento di stati normo fisiologici (dal 72,7 al 74,3%); eventuali alterazioni verso la congestione sono rappresentate con valori compresi tra 74,4% - 81%, mentre le alterazioni in difetto verso la disidratazione sono identificate con valori compresi tra 72,6%-70%) second le curve di Moore et al. Nel paziente acuto questo tipo di valutazione, in supporto a biomarkers specifici come BNP, Pro BNP o nGAL3, è sempre più diffuso in uso e supportato da società scientifiche europee in emergenza, cardiologia, nefrologia, sport e nutrizione.



Nutrizione: 1087,9 (mg 24h/htm) ★ 1053,6 (mg 24h/htm)

Data 08/06/2016

dell'esame :

Nutrigram®, la scala di valutazione della nutrizione proteica/energetica

Da oggi è possibile valutare lo stato nutrizionale con un indice indipendente dal pes e dai modelli di composizione corporea. La stima dell'escrezione della creatinina (Ucr/24h) viene eseguita per mezzo dell'analisi della quantità di massa cellulare rilevata dal sensore. Il risultato viene normalizzato sull'altezza del soggetto e classificato grazie alla tecnica di impedenza vettoriale in quattro intervalli. La rappresentazione grafica a colori offre una semplice e immediata identificazione dei stati alterati di malnutrizione energetica e/o proteica. La Creatinina è un prodotto indiretto delle cellule del muscolo, maggior costituente della massa cellulare. La quantità di creatinina espulsa è pressoché costante nell'arco delle 24 ore ed è scarsamente influenzata da altri fattori. La quota prodotta è quindi strettamente correlata alla quantità di massa cellulare presente nell'individuo. Un "Creatinine height index" specifico e immediato, basato sulla massa cellulare.

Rev. 1 08/2017 Pag. **10** a **12**



Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota

Rev. 1 08/2017 Pag. **11** a **12**



Tutti i diritti riservati AKERN Srl

Rev. 1 08/2017 Pag. **12** a **12**